




Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 15%
- Materiales: 5%
- Producción: 30%
- Distribución: 5%
- Uso: 15%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Resultados




La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 41%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:


- Materiales: -5% mPt RECIPE
- Producción: -52% mPt RECIPE
- Distribución: -55% mPt RECIPE
- Uso: -32% mPt RECIPE
- Fin de Vida: -6% mPt RECIPE

Mejora global

RECIPE (mPt) 16%

IPCC (Kg CO2 eq.) 18%





Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 15%
- Materiales: 5%
- Producción: 30%
- Distribución: 5%
- Uso: 15%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Resultados




La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 40%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:


- Materiales: -9% mPt RECIPE
- Producción: -52% mPt RECIPE
- Distribución: -51% mPt RECIPE
- Uso: -35% mPt RECIPE
- Fin de Vida: -4% mPt RECIPE

Mejora global

RECIPE (mPt) 19%

IPCC (Kg CO2 eq.) 21%





Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 5%
- Producción: 30%
- Distribución: 5%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Mejora global





RECIPE (mPt) 30%


IPCC (Kg CO2 eq.) 32%

Resultados

La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 44%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:

- Materiales: -5% mPt RECIPE
- Producción: -64% mPt RECIPE
- Distribución: -55% mPt RECIPE
- Uso: -41% mPt RECIPE
- Fin de Vida: -15% mPt RECIPE





Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 5%
- Producción: 30%
- Distribución: 5%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Resultados





La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 44%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:


- Materiales: -18% mPt RECIPE
- Producción: -64% mPt RECIPE
- Distribución: -50% mPt RECIPE
- Uso: -41% mPt RECIPE
- Fin de Vida: -14% mPt RECIPE

Mejora global

RECIPE (mPt) 29%

IPCC (Kg CO2 eq.) 30%





Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 10%
- Producción: 30%
- Distribución: 10%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Mejora global




RECIPE (mPt) 44%

IPCC (Kg CO2 eq.) 44%


Resultados

La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 34%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:

- Materiales: -7% mPt RECIPE
- Producción: -46% mPt RECIPE
- Distribución: -47% mPt RECIPE
- Uso: -36% mPt RECIPE
- Fin de Vida: +4% mPt RECIPE*



*Incremento de material electrónico no recuperable para reducir el consumo



Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 10%
- Producción: 30%
- Distribución: 10%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Mejora global




RECIPE (mPt) 49%

IPCC (Kg CO2 eq.) 51%

Resultados


La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 40%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:

- Materiales: -12% mPt RECIPE
- Producción: -51% mPt RECIPE
- Distribución: -56% mPt RECIPE
- Uso: -52% mPt RECIPE
- Fin de Vida: +10% mPt RECIPE*



*Incremento de material electrónico no recuperable para reducir el consumo

Vitrina de Gases eFlex ELITE 1800



Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 10%
- Producción: 30%
- Distribución: 10%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Mejora global




RECIPE (mPt) 49%

IPCC (Kg CO2 eq.) 50%


Resultados

La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 39%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:

- Materiales: -16% mPt RECIPE
- Producción: -48% mPt RECIPE
- Distribución: -52% mPt RECIPE
- Uso: -53% mPt RECIPE
- Fin de Vida: +3% mPt RECIPE*



*Incremento de material electrónico no recuperable para reducir el consumo



Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 10%
- Producción: 30%
- Distribución: 10%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Mejora global




RECIPE (mPt) 50%

IPCC (Kg CO2 eq.) 51%


Resultados

La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 37%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:

- Materiales: -17% mPt RECIPE
- Producción: -48% mPt RECIPE
- Distribución: -28% mPt RECIPE
- Uso: -60% mPt RECIPE
- Fin de Vida: +1% mPt RECIPE*



*Incremento de material electrónico no recuperable para reducir el consumo



Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 10%
- Producción: 30%
- Distribución: 10%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Mejora global




RECIPE (mPt) 51%

IPCC (Kg CO2 eq.) 43%


Resultados

La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 41%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:

- Materiales: -65% mPt RECIPE
- Producción: -49% mPt RECIPE
- Distribución: -25% mPt RECIPE
- Uso: -59% mPt RECIPE
- Fin de Vida: -10% mPt RECIPE*



*Incremento de material electrónico no recuperable para reducir el consumo



Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 10%
- Producción: 30%
- Distribución: 10%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Resultados




La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 29%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:


- Materiales: -13% mPt RECIPE
- Producción: -47% mPt RECIPE
- Distribución: -16% mPt RECIPE
- Uso: -28% mPt RECIPE
- Fin de Vida: -2% mPt RECIPE

Mejora global

RECIPE (mPt) 28%

IPCC (Kg CO2 eq.) 29%





Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 10%
- Producción: 30%
- Distribución: 10%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repación
- Reducir materiales de desecho

Resultados




La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 43%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:


- Materiales: -18% mPt RECIPE
- Producción: -51% mPt RECIPE
- Distribución: -55% mPt RECIPE
- Uso: -47% mPt RECIPE
- Fin de Vida: -12% mPt RECIPE

Mejora global

RECIPE (mPt) 40%

IPCC (Kg CO2 eq.) 42%





Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 10%
- Producción: 30%
- Distribución: 10%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Resultados




La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 39%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:


- Materiales: -22% mPt RECIPE
- Producción: -49% mPt RECIPE
- Distribución: -51% mPt RECIPE
- Uso: -47% mPt RECIPE
- Fin de Vida: -4% mPt RECIPE

Mejora global

RECIPE (mPt) 39%

IPCC (Kg CO2 eq.) 40%





Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 10%
- Producción: 30%
- Distribución: 10%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Mejora global





RECIPE (mPt) 38%


IPCC (Kg CO2 eq.) 39%

Resultados

La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 37%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:

- Materiales: -25% mPt RECIPE
- Producción: -49% mPt RECIPE
- Distribución: -27% mPt RECIPE
- Uso: -53% mPt RECIPE
- Fin de Vida: -7% mPt RECIPE





Objetivos de Mejora

Reducción impacto Vitrina

- Global: 25%
- Materiales: 10%
- Producción: 30%
- Distribución: 10%
- Uso: 20%

Acciones de Mejora

- Reducción de Materiales usados en la producción de la vitrina
- Optimización de los procesos productivos
- Optimización de la energía consumida
- Facilitar montaje/desmontaje
- Facilitar mantenimiento/repelación
- Reducir materiales de desecho

Resultados

La reducción del impacto ambiental promedio en las fases del ciclo de vida de la vitrina ha sido de un 42%, observándose una mejora notable allá donde se han tomado acciones:

- Materiales: -69% mPt RECIPE
- Producción: -50% mPt RECIPE
- Distribución: -24% mPt RECIPE
- Uso: -53% mPt RECIPE
- Fin de Vida: -21% mPt RECIPE

Mejora global

RECIPE (mPt) 42%

IPCC (Kg CO2 eq.) 39%

