

# Almacenaje en sistema de servicios



## Aplicación

La configuración de la mesa respecto a los elementos de almacenamiento permitirá una buena organización del área de trabajo, evitando la presencia de material innecesario, malos usos y distracciones. La parte alta de la mesa podrá configurarse con:

**Estantes:** Gama de estantes regulables en altura, para su montaje en las columnas del sistema de servicios BECOME. Disponibles en fondos de 150-225-300mm. Estructura soporte en tubo de acero con recubrimiento en polvo a base de resinas de poliéster.

**Armarios suspendidos:** Para colgar en mesa o pared, disponibles en configuración con una o dos puertas ciegas, vidrios correderos o abierto en blanco y gris.

## Modelos



1. S.S. Dos estantes murales



2. S.S. Estante y armario mural



3. S.S. Armarios murales



4. S.S. Dos estantes centrales



5. S.S. Estante y armario central



6. S.S. Armario centrales

## Materiales


- Estante: Vidrio de seguridad laminado de 3+ 3mm o tablero compacto de 8mm.
- Armario: Construidos con tablero de partículas de madera aglomerada recubierto con papel decorativo tratado con resinas melánicas.

## Accesorios opcionales


- Embarrado.

## Planos

### Armarios



### Estante



## Armarios suspendidos

	Dimensiones
Ancho (mm)	600   900   1.200   1.500
Fondo (mm)	350
Alto (mm)	410   650   800

## Estante

	Dimensiones
Ancho (mm)	600   900   1.200   1.500   1.800
Fondo (mm)	150   225   300
Alto	Regulable.